

MegaBee® on helppokäyttöinen laite spontaanin vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi henkilöille joilla on esimerkiksi:

- aivovamma
- aivohalvaus
- kohtalainen tai vaikea CP-oireyhtymä
- MS-tauti/ALS-tauti/MND (Motoneuronisairaus)

MegaBee™ on helppokäyttöinen ja hyvin nopeasti käyttöönotettava kommunikaatioapuväline, joka mahdollistaa spontaanin vuorovaikutuksen hoitajan kanssa parantaen käyttäjän elämänlaatua. Se on turvallinen apuväline joka toimii myös täydentävänä ratkaisuna muiden kommunikaatiovälineiden ohessa. Se toimii kalibroimatta pään tai MegaBeen liikkeiden häiritsemättä toimintaa. Käytön oppii minuuteissa hyvin vähäisellä ohjauksella.

KUINKA SE TOIMII? Silmien liikettä ja räpsäyksiä käytetään kirjainten sekä fraasien valintaan. Teksti tulee näkyviin näytölle.

ONKO SE HELPPOKÄYTTÖINEN? MegaBee™ on helppokäyttöinen ja hyvin nopeasti käyttöönotettava kommunikaatioapuväline, joka mahdollistaa välittömän vuorovaikutuksen hoitajan kanssa parantaen käyttäjän elämänlaatua. Se toimii ilman kalibrointia pään tai MegaBeen liikkeiden häiritsemättä toimintaa. Käytön oppii minuuteissa hyvin vähäisellä ohjauksella.

TARVITAANKO TIETOKONETTA? Ei! MegaBee™ on täysin kannettava ja sänkypotilaiden ja pyörätuolin käyttäjien käytettävissä soveltuen myös kotihoitoon. Vaikka tietokonetta ei tarvita peruskäyttöön, voidaan Bluetooth® langatonta yhteyttä käyttää keskustelun esittämiseen isommalla tietokonenäytöllä useamman henkilön seurattavaksi tai tallettaa tärkeä keskustelu tietokoneelle. Lisäksi jopa 260 kpl maksimi 20 merkin fraasia voidaan ladata tietokoneen kautta MegaBeen muistiin. Toiminto mahdollistaa erikoismerkit sekä käyttäjäkohtaisten viestien käytön.



KUINKA PITKÄN AKUT KESTÄVÄT? Ladattavat akut mahdollistavat yli 24 tunnin käyttöajan. Matala akkujännitevaroitusta tulee 5 minuuttia ennen akkujen loppumista. Laitetta voidaan käyttää latauksen aikana.

MITÄ TOIMITUKSEEN KUULUU? MegaBee™ toimitetaan sille tehdyssä kantolaukussa, jossa on matkakäyttöön soveltuva laturi, ohjeet, tietokoneanimaatio koulutusta varten ja Windows-ohjelmisto.

MITÄ HUOLENPITOA VAADITAAN?

Kommunikaatiolaitte on tehty kevyestä ja kestävästä ABS-muovista. Se voidaan puhdistaa helposti kostealla liinalla.

TEKNISET TIEDOT

Mallisarja: MegaBee™

Tuote: MegaBee kommunikaatiotaulu (Writing Tablet)

Koko: K=430mm L=300mm S=40mm [A3 koko]

Paino: 950 grammaa

Näyttö : Sininen LCD 20 merkkiä x 2 riviä, vierityspuskuri

Merkkipuskuri: 600 merkkiä (= 30 riviä 20 merkkiä rivillä)

Valmistusmateriaali: Puhdistettavissa oleva ABS

Käyttö sähkö: NiMH akut, laturi. 24h käyttöaika latauksella

Liitettävyys: Bluetooth® ja Windows-ohjelmisto

KÄYTTÖ

Kommunikaatiolaite on suunniteltu vaatimaan mahdollisimman vähän opettelua niin lukijalta kuin kirjoittajaltakin. Kirjainvalinta tehdään katsomalla haluttua kirjainta ja räpsäyttämällä silmiä, sitten katsomalla kirjaimen väristä aluetta, ja jälleen räpsäyttämällä silmiä.

Esimerkiksi kirjain 'K' valitaan katsomalla sinistä aluetta, jonka sisällä kyseinen kirjain on ja räpsäyttämällä silmiä (lukija painaa sinistä painiketta); sitten kirjoittaja katsoo mustaa aluetta (koska kirjain K on väritään musta) ja räpsäyttää silmiä (lukija painaa mustaa painiketta). "K" ilmestyy näytölle.

Välilyöntiä tai merkin poistamista varten on vastaavat menettelytavat. Asetukset kuten Bluetooth, kontrasti, vieritys, tiedonsiirto ja muut toiminnot ovat yksinkertaisen valikon takana. Kommunikaation osapuolille näkyvät LCD näytöt ovat laitteen molemmilla puolilla.

Sanaston avulla usein käytetyt fraasit voidaan valita nopeasti ja tehokkaasti. Käyttäjakohtaisia sanastoja voidaan tarvittaessa luoda tietokoneella ja ladata kommunikaatiolaitteeseen. Fraasit valitaan kirjaimen ja numeron 0...9 yhdistelmällä, esimerkiksi "T2" voisi olla sana "televisio" ja "K1" puolestaan lause "minulla on kuuma". Sanastot voidaan vaihtaa vastaamaan erilaisia käyttötilanteita tai useita käyttäjiä.



KÄYTTÄJÄT JA SOVELTUVUUS

MegaBee™ kehitettiin englantilaisen Stoke Mandeville sairaalan 'locked-in' oireyhtymää sairastavien potilaiden avustuksella mutta laite on yhtälailla soveltuva aivohalvaus, MS, ALS, CP ja MND potilaille. MegaBee™ on myynnissä maailmanlaajuisesti.

Jakelija Suomessa:

Comp-Aid Oy
Kuparitie 1
00440 Helsinki

puh. (09) 7288 330
www.compaid.fi
info(ät)compaid.fi

